

Laboratuvar Grup Tanımları

Kullanım Kılavuzu

1. Genel Özellikler

Laboratuvar testleri bir gruplandırma ile birlikte gelmektedir. Tanımlanan gruplar laboratuvar testleri tanımlarında ve muayene test seçimlerinde kullanılmaktadır. Yazılımda sıkça kullanılan gruplar yüklü olarak gelmektedir.

2. Laboratuvar Grup Tanımları Eklenmesi

- Ana menüde İş Sağlığı Tanımları menüsünde yer alan Laboratuvar Grup Tanımları üzerine tıklanır.
- Daha önce oluşturulan laboratuvar grup tanımları varsa sol tarafta listelenir.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.

OpenOHS-TESTN

Atık Yönetimi

İş Sağlığı Tanımları

Şikayet Tanımları

Şikayet Şablonları

Bulgu Tanımları

Bulgu Şablonları

Tanı Tanımları

İlaç Tanımları

Laboratuvar Grup Tanımları

Laboratuvar Test Tanımları

Laboratuvar Şablonları

Genel İşlem Tanımları

Laboratuvar Grup Tanımları

[PHLTG-000001] HEMATOLOJİ

[PHLTG-000002] IDRAR-DİŞKİ

[PHLTG-000003] BIYOKİMYA

[PHLTG-000004] İSG TETKİKLERİ

[PHLTG-000005] RADYOLOJİ

İsim *

Kod

Açıklama

Sıralama 0

Durum ✓ Aktif

Sakla ve Yeni Sakla Kapat

Figure 1. Laboratuvar Grup Tanımları Eklenmesi

2.1. Veri Alanları

İsim

Parametre tanımı ilgili en önemli alandır ve zorunludur. Tanımla ilgili tüm arama işlemleri bu alan üzerinden yapılmaktadır.

Kod

Tüm tanımlarda kayıtları birbirinden ayırabilmek amacıyla tamamen eşsiz bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Kod alanları her bir kayıt için bir diğerine benzemeyen karakterlerden oluşmalıdır ve zorunludur. Genel olarak kod alanları yazılım tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu sayede bir kayıttaki kodun diğer bir kayıttaki kod ile benzeşmesi önlenmektedir. Ancak bazı alanlarda kodlar bakanlıklar veya uluslararası kurumlar tarafından belirlendiğinden dolayı yazılım bu alanlarda otomatik kod üretmez (örnek Tanı Tanımları). Kod alanı ilgili tanımın seçim ekranlarında kullanılmaktadır.

Sıralama

Ek-2 Formunda laboratuvar test gruplarının hangi sırayla yazılacağını ifade eder.



'Aktif' alanı bir kaydın aktif veya pasif olduğunu belirtmek için kullanılır. Aktif kayıtlar yazılım içinde yapılan tanımla ilgili seçim ekranlarında gözükürken pasif yapılan kayıtlar görüntülenmez. Fakat parametre tanımı ve rapor alanlarında aktif veya pasif tüm kayıtlar görüntülenir.

3. Laboratuvar Grup Tanımının Aranması

- Ana menüde İş Sağlığı Tanımları menüsünün altında yer alan Laboratuvar Grup Tanımları üzerine tıklanır.
- Açılan ekranda listelenmiş tanımların üzerinde yer alan arama kutucuğuna ulaşılması istenen tanımın ismi yazılır ve ilgili sonuçlar listelenir.

The screenshot displays the 'Laboratuvar Grup Tanımları' (Laboratory Group Definitions) search interface. On the left, a list of definitions is shown, with '[PHLTG-000012] HORMON TUMÖR BELİRTEÇLERİ' highlighted. The right panel shows the details for this definition, including its name, code (PHLTG-000012), and status (Aktif). The interface also includes a search bar and buttons for 'Sakla ve Yeni', 'Sakla', 'Sil', and 'Kapat'.

Figure 2. Laboratuvar Grup Tanımının Aranması

4. Laboratuvar Grup Tanımının Düzenlenmesi

- Ana menüde Temel Tanımlar menüsünün altında yer alan Laboratuvar Grup Tanımları üzerine tıklanır.
- Arama çubuğuna düzenlenecek laboratuvar grup tanımının bir kısmı yazılır.
- Düzenlenecek laboratuvar grup tanımının üzerine tıklanır.
- Sağ tarafta düzenlenecek tanım görüntülenir.
- Düzenlenecek alanlar düzeltilir ve Sakla düğmesine tıklanır.

Laboratuvar Grup Tanımları

[PHLTG-000001] HEMATOLOJİ	İsim *	MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ ÖRNEK	Kod	PHLTG-000018
[PHLTG-000002] İDRAR-DIŞKI	Açıklama	MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ ÖRNEK	Sıralama	0
[PHLTG-000003] BİYOKİMYA			Durum	☒ Aktif
[PHLTG-000004] İSG TETKİKLERİ			Sakla ve Yeni <input checked="" type="button" value="Sakla"/> Sil Kapat	
[PHLTG-000005] RADYOLOJİ				
[PHLTG-000006] PORTÖR				
[PHLTG-000007] TAM İDRAR				

5. Laboratuvar Grup Tanımının Silinmesi

- Ana menüde Temel Tanımlar menüsünün altında yer alan Laboratuvar Grup Tanımları üzerine tıklanır.
- Arama çubuğuna silmek istenen laboratuvar grup tanımının bir kısmı yazılır.
- Silmek istenen tanımın üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Açılan sayfada sağ alt tarafta yer alan Sil düğmesine tıklanır.
- Gelen onay diyalogunda Evet düğmesine tıklanır ve tanım silinir.

Laboratuvar Grup Tanımları

[PHLTG-000001] HEMATOLOJİ	İsim * MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ ÖRNEK	Kod PHLTG-000018
[PHLTG-000002] IDRAR-DIŞKI	Açıklama MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ ÖRNEK	Sıralama 0
[PHLTG-000003] BİYOKİMYA		Durum ☒ Aktif
[PHLTG-000004] İSG TETKİKLERİ		
[PHLTG-000005] RADYOLOJİ		
[PHLTG-000006] PORTÖR		
[PHLTG-000007] TAM IDRAR		

 Sakla ve Yeni  Sakla  Sil  Kapat

Figure 3. Laboratuvar Grup Tanımı Silinmesi